



DUPONT

NOUVEAU

Domya

à inclinaison électrique

Pour un confort
et une autonomie
maximum



La fonction "inclinaison électrique"
n'est pas disponible sur la base roulante
de type VHP (Domya BR).

CE

www.dupont-medical.com



MOBILY[®]
Une marque de DUPONT MEDICAL

Domya

à inclinaison électrique



Repose-pieds de série, reposant à plat sur le sol et sécurisant le transfert de l'utilisateur.



Repose-jambes à inclinaison automatique suivant l'inclinaison de la coquille. Le repose-pieds peut alors se déverrouiller et rester à l'horizontale pour éviter l'inconfort des jambes.



Poche latérale de rangement de série (à gauche) pour les objets personnels de l'utilisateur.



Localisation discrète du transformateur (découpage électronique double isolation) et du vérin.

COLORIS ET TISSUS AU CHOIX



PVC mat
Chocolat

Partie
centrale
grise



PVC mat
Prune



Microfibre
Chocolat

Partie
centrale
beige



Microfibre
Prune

DUPONT MEDICAL

BP 19 - ZAC de Ban la Dame - 92 rue du train à fil
54390 FROUARD (France)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496
<http://www.dupont-medical.com>



MOBILY[®]
Une marque de DUPONT MEDICAL